

Tallímetros KERN MSB · MSC · MSF

Cuando cada centímetro cuenta. Tallímetros mecánicos con aprobación médica para uso profesional en el diagnóstico médico



KERN MSB 80

KERN MSC 100



KERN MSF 200

Nuestro distribuidor especializado



KERN MSB 80
Tallímetro mecánico portátil

Características

- Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
- Para bebés con una altura máx. de 80 cm
- Rango de medición entre 10 – 80 cm; división 1 mm
- La gran superficie de los topes facilita su manejo (colocar, desplazar, leer)
- **1** Escala de medición que empieza por el cero tanto a la izquierda como a la derecha; es decir que puede utilizarse en ambas direcciones
- Ocupa poco espacio al guardarla dado que la barra medidora se desmonta
- Dimensiones totales max. AxPxA 890x330x100 mm
- Peso neto aprox. 0,7 kg

KERN MSC 100
Tallímetro mecánico portátil

Características

- Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
- **2** Para niños pequeños con una altura máx. de 100 cm
- Rango de medición entre 6,5 – 100 cm (2½ – 39¼ inch); división 1 mm (¼ inch)
- Lectura de la escala con el tope desplazable
- Perfil de aluminio robusto
- **3** Ocupa poco espacio para guardar por el tope plegable
- Dimensiones totales max. AxPxA 1040x290x55 mm
- Peso neto aprox. 0,8 kg

KERN MSF 200
Tallímetro mecánico

Características

- Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
- **4** Para utilizar como accesorio de las balanzas KERN MPS-PM (página 12), MPB-P (página 14) MTS-M (página 30) o para **5** montar en la pared
- Rango de medición entre 60 – 200 cm (23½ – 78¾ inch); división 1 mm (¼ inch)
- **6** Lectura de la escala con el tope desplazable y plegable
- Perfil de aluminio robusto
- Dimensiones totales max. AxPxA 60x330x1630 mm
- Peso neto aprox. 0,7 kg

Pictograma



Envío de paquetes:

En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días.



Garantía:

En el pictograma se indica la duración de la garantía.