

KERN

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Telefono: +49-[0]7433-9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Istruzioni per montaggio dello stativo


KERN EOC-A05

Versione 1.1
12/2016

I



EOC-A05-IA-i-1611



KERN EOC-A05

Versione 1.1 12/2016

Istruzioni per montaggio dello stativo











Sommario

1	Caratteristiche tecniche	2
2	Componenti del pacco.....	3
3	Panoramica dello stativo.....	4


1 Caratteristiche tecniche

KERN	EOC-A05
Altezza stativo	33 cm

2 Componenti del pacco

 <p>Stativo</p>	 <p>Portadisplay</p>
 <p>Piede stativo (figura similare)</p>	 <p>Vite, pz. 1</p>
 <p>Cilindro in plastica</p>	 <p>Bullone con dado, pz. 1</p>
 <p>Vite, pz. 4</p>	 <p>Passacavo con vite, ciascuno con 3 pezzi</p>
 <p>Vite per fissaggio, pz. 1</p>	 <p>x 3</p>

3 Panoramica dello stativo



1	Stativo	7	Portadisplay
2	Piede di stativo	8	Vite
3	Anello in plastica	9	Vite
4	Vite	10	Vite
5	Vite	11	Passacavo
6	Vite per fissaggio		

